

01/09/2009

Kit Components

Product code	Description
--------------	-------------

490536	BD PrepStain™ Cytology Stain Kit
---------------	---

Components:

490536a	BD PrepStain™ Hematoxylin Stain, 0.75
---------	---------------------------------------

490536b	BD PrepStain™ EAOG Combo Stain
---------	--------------------------------

1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

- **Handelsnamn:** **BD PrepStain™ Hematoxylin Stain, 0.75**
(BD PrepStain™ Cytology Stain Kit)
- **Artikelnummer:** 490536
- **Område där upplysningar kan inhämtas:** Varuinformationsblad Teknisk service representant
- **Upplysningar i nödfall:** Tel: 33 0 476 68 36 36

2 Farliga egenskaper

- **Riskbeteckning:**



Xn Hälsoskadlig

- **Speciella hänvisningar beträffande risker för människa och miljö:**
Produkten är märkningspliktig på grundval av beräkningsmetoden för EG:s "Allmänna klassificeringsdirektiv för tillredningar" i sin slutgiltiga version.
R 22 Farligt vid förtäring.
R 36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

3 Sammansättning/information om beståndsdelar

- **Kemisk karakterisering**
- **Beskrivning:** Blandning: bestående av nedan upplistade ämnen.

- **Farliga ingredienser:**

CAS: 107-21-1 EINECS: 203-473-3	1,2-etandiol	Xn; R 22	10,5%
CAS: 517-28-2 EINECS: 208-237-3	hematoxylin	Xn; R 20/21	1,0%

- **Ytterligare hänvisningar:** De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

4 Åtgärder vid första hjälpen

- **Allmänna hänvisningar:**
Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.
Förgiftningssymptom kan uppträda först efter många timmar. Av denna anledning krävs läkarövervakning i minst 48 timmar efter ett olycksfall.
- **Efter inandning:** Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.
- **Efter kontakt med huden:** Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.
- **Efter kontakt med ögonen:** Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta läkare.
- **Efter förtäring:**
Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp.
Drick rikligt med vatten. Tillför frisk luft. Kontakta läkare omedelbart.

5 Brandbekämpningsåtgärder

- **Lämpliga släckningsmedel:**
CO₂, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.
- **Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:** Vatten med full stråle.

(Fortsättning på sida 2)

Datum för utskrift: 09.01.2009

Omarbetad: 20.06.2008

Handelsnamn: BD PrepStain™ Hematoxylin Stain, 0.75
(BD PrepStain™ Cytology Stain Kit)

(Fortsättning från sida 1)

- **Speciella risker som uppstår genom ämnet, dess förbränningsprodukter eller gaser som bildas:**
Vid uppvärmning eller brand - möjlig bildning av giftiga gaser.
- **Speciell skyddsutrustning:**
Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.
Använd helskyddsdräkt.

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- **Personrelaterade försiktighetsåtgärder:** Använd andningsskyddsutrustning.
- **Miljöskyddsåtgärder:** Tryck ner damm med spridd vattenstråle.
- **Förfarandet vid rengöring/upptagning:**
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).
Omhändertat förorenat material som avfall enligt punkt 13.
Se till att ventilationen är tillräcklig.
- **Ytterligare hänvisningar:**
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

7 Hantering och lagring

- **Hantering:**
- **Hänvisningar beträffande säker skötsel:**
Behållaren skall bevaras tätt tillsluten.
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
- **Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:** Inga speciella åtgärder krävs.
- **Lagring:**
- **Krav på lagerutrymmen och behållare:** 15 - 30 C
- **Hänvisningar beträffande sammanlagring:** Förvaras separat från oxidationsmedel.
- **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:** Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage.

8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- **Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar:** Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

- **Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**

107-21-1 1,2-etandiol

OEL	Korttidsvärde: 50 mg/m ³ , 20 ppm
	Nivågränsvärde: 25 mg/m ³ , 10 ppm
H	

- **Ytterligare hänvisningar:** De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.
- **Personlig skyddsutrustning:**
- **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.
Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
Undvik kontakt med ögonen och huden.

(Fortsättning på sida 3)

Datum för utskrift: 09.01.2009

Omarbetad: 20.06.2008

Handelsnamn: BD PrepStain™ Hematoxylin Stain, 0.75
(BD PrepStain™ Cytology Stain Kit)

(Fortsättning från sida 2)

· Andningsskydd:

Vid kortvarig eller ringa belastning - använd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

· Handskydd:

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.

Handskmaterialrekommendationer kan inte ges för produkt/tillredning/kemikalielösning, då inga tester genomförts.

Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.



Skyddshandskar.

· Handskmaterial

Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.

· Handskmaterialets penetreringstid

Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

· Ögonskydd Skyddsglasögon.

· Kroppsskydd: Arbetskyddsdräkt.

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

· Allmänna uppgifter

Form:	Vätska
Färg:	Violett
	Röd
Lukt:	Karakteristisk

· Ändring av tillståndet

Smältpunkt / smältområde: Ej bestämd

Kokpunkt / kokområde: Ej bestämd

· Flampunkt: > 100,0°C

· Tändningstemperatur: 410,0°C

· Självantändbarhet: Produkten är ej självantändlig.

· Explosionsfara: Produkten är ej explosionsfarlig.

· Densitet: 1,02 g/cm³

· Löslighet i / blandbarhet med

Vatten: Löslig

· pH-värde: 2,6

10 Stabilitet och reaktivitet

· Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas: Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.

· Ämnen som bör undvikas: Incompatible material: strong oxidizers.

(Fortsättning på sida 4)

Datum för utskrift: 09.01.2009

Omarbetad: 20.06.2008

Handelsnamn: BD PrepStain™ Hematoxylin Stain, 0.75
(BD PrepStain™ Cytology Stain Kit)

(Fortsättning från sida 3)

- **Farliga reaktioner** Inga farliga reaktioner kända.
- **Farliga upplösningsprodukter:** Inga farliga upplösningsprodukter kända.

11 Toxikologisk information

- **Akut toxicitet:**
- **Primär retningseffekt:**
- **På huden:** Irriterar hud och slemhinnor.
- **På ögat:** Irriterande.
- **Sensibilisering:** Ingen sensibiliserande effekt känd.
- **Ytterligare toxikologiska hänvisningar:**
Enligt beräkningsmetoden i EG's Allmänna klassificeringsriktlinjer för tillredningar i den senast giltiga versionen kan produkten medföra följande risker:
Hälsoskadlig
Irriterande

12 Ekologisk information

- **Ekotoxiska effekter:**
- **Övriga hänvisningar:**
The ecological effects have not been thoroughly investigated, but currently none have been identified.

13 Avfallshantering

- **Produkt:**
- **Rekommendation:**
Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avlopps nätet.
Måste specialbehandlas med hänsyn till myndigheternas föreskrifter.
- **Ej rengjorda förpackningar:**
- **Rekommendation:** Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.
- **Rekommenderat rengöringsmedel:** Vatten, eventuellt med tillsats av rengöringsmedel.

14 Transportinformation

- **Vägtransport ADR/RID och GGVS/GGVE (gränsöverskridande/inland):**
- **ADR/RID-GGVS/E klass:** -
- **Havstransport IMDG/GGVSee:**
- **IMDG/GGVSee-klass:** -
- **Marine pollutant:** Nej
- **Lufttransport ICAO-TI och IATA-DGR:**
- **ICAO/IATA-klass:** -

(Fortsättning på sida 5)

Datum för utskrift: 09.01.2009

Omarbetad: 20.06.2008

Handelsnamn: BD PrepStain™ Hematoxylin Stain, 0.75
(BD PrepStain™ Cytology Stain Kit)

(Fortsättning från sida 4)

15 Gällande föreskrifter

- **Märkning enligt EEC-riktlinjer:**
Produkten har klassificerats och märkts enligt EG-riktlinjer/Förordningen om farliga ämnen (GefStoffV).
- **Bokstavskod och färgbeteckning för produkten:**
Xn Hälsoskadlig
- **Riskbestämmande komponenter för etikettering:**
1,2-etandiol
aluminum sulfate, hydrate
- **R-fraser:**
22 Farligt vid förtäring.
36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
- **S-fraser:**
7 Förpackningen förvaras väl tillsluten.
26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
36 Använd lämpliga skyddskläder.
- **Nationella föreskrifter:**
- **Teknisk instruktion luft:**

Klass	andel i %
Water	87,6
II	0,1
NK	10,5

16 Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

- **Relevanta R-fraser**
20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt.
22 Farligt vid förtäring.
- **Tilltalspartner:** Teknisk service representant

1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

- **Handelsnamn:** BD PrepStain™ EA OG Combo Stain
(BD PrepStain™ Cytology Stain Kit)
- **Artikelnummer:** 490536
- **Område där upplysningar kan inhämtas:** Varuinformationsblad Teknisk service representant
- **Upplysningar i nödfall:** Tel: 33 0 476 68 36 36

2 Farliga egenskaper· **Riskbeteckning:**

T Giftig
F Mycket brandfarligt

· **Speciella hänvisningar beträffande risker för människa och miljö:**

Produkten är märkningspliktig på grundval av beräkningsmetoden för EG:s "Allmänna klassificeringsdirektiv för tillredningar" i sin slutgiltiga version.

R 11 Mycket brandfarligt.

R 23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R 39/23/24/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R 40 Misstänks kunna ge cancer.

3 Sammansättning/information om beståndsdelar

- **Kemisk karakterisering**
- **Beskrivning:** Blandning: bestående av nedan upplistade ämnen.

· **Farliga ingredienser:**

CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6	etanol	Xn, F; R 11-40	69,7%
CAS: 67-56-1 EINECS: 200-659-6	Metanol	T, F; R 11-23/24/25-39/23/24/25	25,0%
CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7	ättiksyra	C; R 10-35	2,0%

- **Ytterligare hänvisningar:** De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

4 Åtgärder vid första hjälpen· **Allmänna hänvisningar:**

Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.

Ta inte bort andningsskyddet förrän förorenade klädesplagg har avlägsnats.

Vid oregelbunden andning eller andningsstillestånd - ge konstgjord andning.

· **Efter inandning:**

Friskluft- eller syretillförsel; tillkalla läkarhjälp.

Vid medvetslöshet lägg och transportera patient stabilt i framstupa sidoläge.

· **Efter kontakt med huden:** Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.· **Efter kontakt med ögonen:** Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta läkare.· **Efter förtäring:**

Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp.

(Fortsättning på sida 2)

Datum för utskrift: 09.01.2009

Omarbetad: 17.06.2008

Handelsnamn: BD PrepStain™ EA OG Combo Stain
(BD PrepStain™ Cytology Stain Kit)

Skölj munnen och drick rikligt med vatten.

(Fortsättning från sida 1)

5 Brandbekämpningsåtgärder

- **Lämpliga släckningsmedel:** CO₂, sand, släckningspulver. Använd inget vatten.
- **Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:** Vatten med full stråle.
- **Speciella risker som uppstår genom ämnet, dess förbränningsprodukter eller gaser som bildas:**
Vid uppvärmning eller brand - bildning av giftiga gaser.
- **Speciell skyddsutrustning:**
Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.
Använd helskyddsdräkt.

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- **Personrelaterade försiktighetsåtgärder:**
Använd andningsskyddsutrustning.
Använd personlig skyddsdräkt.
- **Miljöskyddsåtgärder:** Tryck ner damm med spridd vattenstråle.
- **Förfarandet vid rengöring/upptagning:**
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).
Omhändertat förorenat material som avfall enligt punkt 13.
Se till att ventilationen är tillräcklig.
Spola ej bort med vatten eller vattenhaltiga rengöringsmedel.
- **Ytterligare hänvisningar:**
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

7 Hantering och lagring

- **Hantering:**
- **Hänvisningar beträffande säker skötsel:**
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
Öppna behållaren försiktigt och hantera den varsamt.
Undvik bildning av aerosol.
- **Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:**
Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.
Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning.
Håll andningsskyddsutrustning i beredskap.
- **Lagring:**
- **Krav på lagerutrymmen och behållare:** 15 - 30 C
- **Hänvisningar beträffande sammanlagring:** Förvaras separat från oxidationsmedel.
- **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:** Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage.

8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- **Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar:** Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

(Fortsättning på sida 3)

Datum för utskrift: 09.01.2009

Omarbetad: 17.06.2008

Handelsnamn: BD PrepStain™ EA OG Combo Stain
(BD PrepStain™ Cytology Stain Kit)

(Fortsättning från sida 2)

· Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**64-17-5 etanol**OEL Korttidsvärde: 1900 mg/m³, 1000 ppm
Nivågränsvärde: 1000 mg/m³, 500 ppm**67-56-1 Metanol**OEL Korttidsvärde: 350 mg/m³, 250 ppm
Nivågränsvärde: 250 mg/m³, 200 ppm
H**64-19-7 ättiksyra**OEL Korttidsvärde: 25 mg/m³, 10 ppm
Nivågränsvärde: 13 mg/m³, 5 ppm**· Ytterligare hänvisningar:** De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.**· Personlig skyddsutrustning:****· Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.
Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
Skyddsdräkter förvaras separat.
Undvik kontakt med ögonen och huden.

· Andningsskydd:

Vid kortvarig eller ringa belastning - använd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

· Handskydd:

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges för produkt/tillredning/kemikalielösning, då inga tester genomförts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.



Skyddshandskar.

· Handskmaterial

Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.

· Handskmaterialets penetreringstid

Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

· Ögonskydd Skyddsglasögon.**· Kroppsskydd:** Arbetskyddsdräkt.**9 Fysikaliska och kemiska egenskaper****· Allmänna uppgifter**

Form: Vätska
Färg: Mörkgrön
Lukt: Alkoholaktig

(Fortsättning på sida 4)

Datum för utskrift: 09.01.2009

Omarbetad: 17.06.2008

Handelsnamn: BD PrepStain™ EA OG Combo Stain
(BD PrepStain™ Cytology Stain Kit)

(Fortsättning från sida 3)

· Ändring av tillståndet Smältpunkt / smältområde: Ej bestämd Kokpunkt / kokområde: 73°C
· Flampunkt: 12°C
· Tändningstemperatur: 425,0°C
· Självantändbarhet: Produkten är ej självantändlig.
· Explosionsfara: Produkten är ej explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga ångluftblandningar är möjlig.
· Explosionsgränser: Nedre: 3,5 Vol % Övre: 44,0 Vol %
· Densitet: 0,826 g/cm ³
· Löslighet i / blandbarhet med Vatten: Ej resp. föga blandbar
· pH-värde: 5,1 +/- 0,2
· Lösningsmedelhalt: Organiska lösningsmedel: 96,7 % Vatten: 2,5 %

10 Stabilitet och reaktivitet

- **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:** Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
- **Ämnen som bör undvikas:** Incompatible material: strong oxidizers.
- **Farliga reaktioner** Inga farliga reaktioner kända.
- **Farliga upplösningsprodukter:**
Kolmonoxid och koldioxid
Inga farliga upplösningsprodukter kända.

11 Toxikologisk information

- **Akut toxicitet:**

· Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:		
64-17-5 etanol		
Oral	LD50	3450 mg/kg (MOU) 7060 mg/kg (rat)
67-56-1 Metanol		
Oral	LD50	5628 mg/kg (rat)

- **Primär retningsseffekt:**
- **På huden:** Ingen irritationsrisk.
- **På ögat:** Ingen irritationsrisk.
- **Sensibilisering:** Ingen sensibiliserande effekt känd.

(Fortsättning på sida 5)

Datum för utskrift: 09.01.2009

Omarbetad: 17.06.2008

Handelsnamn: BD PrepStain™ EA OG Combo Stain
(BD PrepStain™ Cytology Stain Kit)

(Fortsättning från sida 4)

- **Ytterligare toxikologiska hänvisningar:**
Enligt beräkningsmetoden i EG's Allmänna klassificeringsriktlinjer för tillredningar i den senast giltiga versionen kan produkten medföra följande risker:
Giftig

12 Ekologisk information

- **Ekotoxiska effekter:**
- **Övriga hänvisningar:**
The ecological effects have not been thoroughly investigated, but currently none have been identified.

13 Avfallshantering

- **Produkt:**
- **Rekommendation:**
Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet. Måste specialbehandlas med hänsyn till myndigheternas föreskrifter.
- **Ej rengjorda förpackningar:**
- **Rekommendation:** Avfallshandteras enligt myndigheters föreskrifter.
- **Rekommenderat rengöringsmedel:** Vatten, eventuellt med tillsats av rengöringsmedel.

14 Transportinformation

- **Vägtransport ADR/RID och GGVS/GGVE (gränsöverskridande/inland):**



- **ADR/RID-GGVS/E klass:** 3 (FI) Brandfarliga vätskor
- **Kemler-tal:** 30
- **UN-nummer:** 1987
- **Förpackningsgrupp:** II
- **Godsets beteckning:** 1987 ALKOHOLER, N.O.S. (ETANOL (ETYLALKOHOL), METANOL)

- **Havstransport IMDG/GGVSee:**



- **IMDG/GGVSee-klass:** 3
- **UN-nummer:** 1987
- **Label:** 3
- **Förpackningsgrupp:** II
- **EMS-nummer:** F-E,S-D
- **Marine pollutant:** Nej

(Fortsättning på sida 6)

Datum för utskrift: 09.01.2009

Omarbetad: 17.06.2008

Handelsnamn: BD PrepStain™ EA OG Combo Stain
(BD PrepStain™ Cytology Stain Kit)

(Fortsättning från sida 5)

· **Rätt tekniskt namn:** ALCOHOLS, N.O.S. (ETHANOL, METHANOL)· **Lufttransport ICAO-TI och IATA-DGR:**· **ICAO/IATA-klass:** 3
· **UN/ID-nummer:** 1987
· **Label** 3
· **Förpackningsgrupp:** II
· **Rätt tekniskt namn:** ALCOHOLS, N.O.S. (ETHANOL, METHANOL)**15 Gällande föreskrifter**· **Märkning enligt EEC-riktlinjer:***Produkten har klassificerats och märkts enligt EG-riktlinjer/Förordningen om farliga ämnen (GefStoffV).*· **Bokstavskod och färgbeteckning för produkten:***T Giftig**F Mycket brandfarligt*· **Riskbestämmande komponenter för etikettering:***Metanol**etanol*· **R-fraser:***11 Mycket brandfarligt.**23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.**39/23/24/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.**40 Misstänks kunna ge cancer.*· **S-fraser:***4 Förvaras avskilt från bostadsutrymmen.**7/9 Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.**16 Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden.**36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.**45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.**60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.*· **Nationella föreskrifter:**· **Teknisk instruktion luft:**

Klass	andel i %
Water	2,5
I	25,0
II	2,0
NK	69,7

(Fortsättning på sida 7)

Datum för utskrift: 09.01.2009

Omarbetad: 17.06.2008

Handelsnamn: BD PrepStain™ EA OG Combo Stain
(BD PrepStain™ Cytology Stain Kit)

(Fortsättning från sida 6)

16 Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produktenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

· Relevanta R-fraser

10 Brandfarligt.

11 Mycket brandfarligt.

23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

35 Starkt frätande.

39/23/24/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

40 Misstänks kunna ge cancer.

· Tilltalspartner: Teknisk service representant