




Inkubationskammare

SlideFix



SlideFix är en serie av inkubationskammare, med skenor täckta av en speciell "klistrig" polymer, som håller glasen på plats och hindrar dem att lossna när man lutar flyttar eller kammaren.

Ett idealiskt system som sparar tid vid utförande av manuella immunhistokemiska färgmetoder.

med klart och/eller svart lock

stapelbar

finns i 3 storlekar

temp -10°C till +45°C

kran eller slang kan kopplas till

workstation

Samtliga SlideFix fuktkammare är tillverkade av ABS eller PTEG och är motståndskraftiga mot en mängd olika kemikalier, med undantag av "klorerade kolväten".

Alla kammare och lock är tillverkade av en ett enda stycke och innehåller inga skarvar.

SlideFix 10 – plats för 10 glas

Kammare med klart lock - art nr 582 430 510

Kammare med svart lock - art nr 582 430 511

Klart lock - art nr 582 430 512

Svart lock - art nr 582 430 513

SlideFix 20 – plats för 20 glas

Kammare med klart lock - art nr 582 430 520

Kammare med svart lock - art nr 582 430 521

Klart lock - art nr 582 430 522

Svart lock - art nr 582 430 523

SlideFix 30 – plats för 30 glas

Kammare med klart lock - art nr 582 430 530

Kammare med svart lock - art nr 582 430 531

Klart lock - art nr 582 430 532

Svart lock - art nr 582 430 533

Cellab Nordia AB

08-344 770

www.cellab.se